

**CONNECTEUR PYRAMIDAL
FEMELLE 1K172 - 1K185**

**1K172 -1K185 FEMALE
PYRAMIDAL CONNECTOR**

A) UTILISATION

Ce composant est destiné à des patients dont le poids, charge portée incluse, n'excède pas 125 Kg.

B) CONNECTIONS

Ce composant peut être connecté, par sa première extrémité **1**, à tout composant au standard "Europe" (4 trous taraudés M6 entraxes 36 mm) et par sa seconde extrémité **2**, à tout composant de type pyramide mâle (1K160-P6, etc.).

C) REGLAGE EN ANGULATION

Pour régler en angulation, agir sur les vis **3** à l'aide d'une clé hexagonale de 4. Une fois le réglage souhaité obtenu, retirer une première vis, l'enduire de colle frein filet moyen (réf. *PROTEOR XC047*), puis la remettre dans sa position initiale. Procéder de même pour les vis suivantes, puis serrer chacune des vis à un couple de 15 Nm.

A) USE


Patients up to 125 Kg, carried load included.

B) CONNECTIONS

This component can be assembled at end **1** to any European standard component (4 tapped holes M6 with 36 mm center distance), and at end **2** to any male pyramidal component (1K160-P6, etc.).

C) TILT ADJUSTMENT

Tilt is adjusted with screws **3** using a 4 mm hex wrench. When the desired adjustment is achieved, remove a screw, cover it with *Proteor adhesive ref. XC047*, then place it again as initially. Proceed the same way with the other screws, then tighten each of them until you achieve a 15 Nm tightening torque.



**WEIBLICHER
PYRAMIDADAPTER 1K172 - 1K185**

**CONECTOR PIRAMIDAL
HEMBRA 1K172 - 1K185**

A) VERWENDUNG


Patienten (getragener Last inklusive) bis zu 125 Kg.

B) VERBINDUNGEN

Dieser Teil kann am Ende **1** mit jedem Teil, der dem europäischen Norm entspricht (4 Gewindelöcher M6 mit Achsenabstand 36 mm), und am Ende **2** mit jeder männlichen Pyramide (1K160-P6, usw) verwendet werden.

C) WINKELEINSTELLUNG

Durch Schrauben **3** mittels eines Sechskantschlüssels 4 mm, den Winkel einstellen. Nach Erreichen der gewünschten Einstellung, eine Schraube entnehmen und mit *Protéor Klebstoff XC047* überstreichen, dann diese Schraube wie anfänglich einsetzen. Ebenso mit den anderen Schrauben. Dann jede Schraube bis zum Drehmoment 15 Nm hineinschrauben.



A) UTILIZACIÓN

Este componente se utiliza para pacientes cuyo peso, carga incluida, no exceda 125 Kg.

B) CONEXIONES

Este componente puede conectarse, por su primera extremidad **1**, a todo componente de standard «Europa» (4 agujeros perforados M6 - espacio entre ejes 36 mm) y por su segunda extremidad **2**, a todo componente de tipo piramide macho (1K160-P6, etc...)

C) AJUSTE EN ANGULACIÓN

Para ajustar en angulación, se puede realizar ajuste sobre los tornillos **3** con una llave hexagonal de **4**. Cuando se obtiene el ajuste deseado, retirar un tornillo a la vez, aplicar el pegamento (*ref. PROTEOR XC047*) y volver a ponerlo en su sitio. Proceder de esta manera con cada tornillo, y ajustarlos con un par de fuerza de 15 Nm.

