


MONTANTS POUR ORTHESE BASKO

Notice de montage

A CONTENU DU CONDITIONNEMENT



B UTILISATION DES MONTANTS

- Le montant de cuisse C1 peut être utilisé en externe sur une orthèse pour jambe droite (Fig.1) ou en interne sur une orthèse pour jambe gauche (Fig.2).
- Le montant de cuisse C2 peut être utilisé en interne sur une orthèse pour jambe droite (Fig.1) ou en externe sur une orthèse pour jambe gauche (Fig.2).
- Le montant de jambe J1 peut être utilisé en externe sur une orthèse pour jambe droite (Fig.1) ou en interne sur une orthèse pour jambe gauche (Fig.2).
- Le montant de jambe J2 peut être utilisé en interne sur une orthèse pour jambe droite (Fig.1) ou en externe sur une orthèse pour jambe gauche (Fig.2)

Toute autre configuration est à proscrire

